

PINZETTA OMBELICALE X-SAFE conf. 500 pz.



PINZETTE OMBELICALI X-SAFE - sterili

Pinzette ombelicali monouso che permettono un adeguato fissaggio di qualsiasi cordone ombelicale e ne evitano la fuoriuscita dal pettine di chiusura. Confezionate singolarmente in contenitore in nylon/polietilene e carta medica per garantire l'igiene. Sterilizzate con ossido di etilene.

Morsa ultra-sicura: evita riaperture accidentali. Può essere riaperta solo tagliando il lato posteriore.

Made in Europe.