

## GEL LUBRIFICANTE - tubo 82 g - sterile



GEL LUBRIFICANTE KLY - sterile

La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili.

Gel lubrificante Kly - 82 g 1 tubetto

Gel lubrificante solubile in acqua, non macchia e non unge.

Utilizzato per endoscopia, colonscopia, esami ginecologici, lubrificazione vaginale, rettoscopia e applicazione di cateteri.

La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili, mentre la versione non sterile è utilizzabile in tutte le altre procedure.

Ipoallergenico, non irrita la cute. Non contiene olio né sostanze oleose.

Atossico e inodore.