

## **GEL LUBRIFICANTE STERILE IN FLACONE 42 g**



### **GEL LUBRIFICANTE KLY**

- Un tubetto da 42 g
- Sterile e senza parabeni

Gel ipoallergenico lubrificante, non irrita la pelle, è solubile nell'acqua e di facile pulizia.

Non contiene oli o sostanze oleose.

Non produce effetti tossici né odori.

Utilizzato per endoscopia, gastroscopia, colonscopia e rettoscopia.

Scatola multilingue e istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RU, TR, Arabo.