

LUBRIGIMA - gel per ginecologia



LUBRIGIMA - 250 ml

Per un inserimento facilitato di strumentario durante le indagini in ambito ginecologico. La particolare composizione e l'alta trasparenza del gel non altera l'immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici.

Non contiene spermicidi, non unge e non macchia.

Ha un pH acido e una buona conduttività elettrica.

Solubile in acqua.

Grazie alla sua composizione il gel è ben assorbito dalla pelle e non causa irritazione alle mucose.

Latex free.