

## **GEL LUBRIFICANTE FARMAGEL C CON CLOREXIDINA** **12,5 g - sterile conf. 25 pz.**



FARMAGEL® C GEL LUBRIFICANTE CON CLOREXIDINA - confezione singola a pressione 12,5 g - sterile - conf. da 25

Farmagel® C è un gel lubrificante sterile trasparente, solubile in acqua, non untuoso.

Adatto per procedure endoscopiche che richiedono lubrificazione.

Riduce l'attrito tra sonda e mucosa, facilitando l'accesso di dispositivi diagnostici o terapeutici nel corpo.

Non irrita ed è facilmente removibile dalla cute e dal vestiario.

Ingredienti: clorexidina (0,05%), idrossietilcellulosa, glicerina, acqua depurata, acido cloridrico. Dispositivo medico di Classe IIa.

Made in Italy.