

GEL LUBRIFICANTE - tubo 82 g conf. 24 pz.



GEL LUBRIFICANTE KLY - non sterile

Gel lubrificante Kly - 82 g (conf. 24 pz.)

Gel lubrificante solubile in acqua, non macchia e non unge.

Utilizzato per endoscopia, colonscopia, esami ginecologici, lubrificazione vaginale, rettoscopia e applicazione di cateteri.

La versione sterile è per uso singolo in ambienti sterili, mentre la versione non sterile è utilizzabile in tutte le altre procedure.

Ipoallergenico, non irrita la cute. Non contiene olio né sostanze oleose.

Atossico e inodore.