

## **PESSARIO UTERINO GOMMA diam. 90 mm**



Pessario ad anello in gomma Ø 90 mm

Per prolassi di primo e secondo grado.

Autoclavabile a 121°C solo prima del primo utilizzo.

Monopaziente.

Confezionato singolarmente in scatola di cartone.

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SI, RO, GR.

Il pessario funge da sostegno in caso di prolasso uterino, cistocele o rettocele, nonché in caso di incontinenza urinaria da sforzo.

Questo dispositivo medico offre sollievo immediato, consentendo alla paziente di riprendere subito le normali attività quotidiane.

Deve essere prescritto e posizionato da un medico specializzato qualificato.

Senza lattice.

Il silicone garantisce morbidezza e flessibilità.