

## **PINZA "NON STICK" RETTA - 20 cm - punte angolate 1 mm**



### **PINZE BIPOLARI EUROPEE NON-ADERENTI**

- Modello: RETTA
- Connettore: EUROPEO
- Lunghezza: 20 (7¾")
- Tipo di punta: ANGOLATA
- Dimensione punta: 1 mm

Grazie alla nuova tecnologia Ag-tech non-stick, le pinze rimangono pulite, senza bisogno di lavarle in caso di coagulazione. Il materiale della punta possiede ottime proprietà termiche e previene l'adesione dei tessuti. Questo effetto è permanente e non diminuisce con l'uso delle pinze.