

PINZA "NON STICK" BAIONETTA - 20 cm - punte 1 mm



PINZE BIPOLARI EUROPEE NON-ADERENTI

- Modello: BAIONETTA
- Connettore: EUROPEO
- Lunghezza: 20 (7 $\frac{3}{4}$ ")
- Tipo di punta: RETTA
- Dimensione punta: 1 mm

Grazie alla nuova tecnologia Ag-tech non-stick, le pinze rimangono pulite, senza bisogno di lavarle in caso di coagulazione. Il materiale della punta possiede ottime proprietà termiche e previene l'adesione dei tessuti. Questo effetto è permanente e non diminuisce con l'uso delle pinze.