

HISTOFREEZER MIX MINI - 80 ml + 16 ap. 2mm + 16 ap. 5mm 1 kit



Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace.

Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo.

PER USO PROFESSIONALE.

Clinicamente provato per il trattamento di 9 diverse verruche e lesioni benigne:

- Verruca volgare
- Verruca plantare
- Mollusco contagioso (trasmesso per contatto)
- Lentigo (macchie dell'età)
- Condilomi (verruche genitali)
- Cheratosi seborroica
- Fibroma peduncolato

- Verruca piana

- Cheratosi attinica (facciale e non facciale)

Gli applicatori da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi.

Gli applicatori da 5 mm rimangono freddi per 120 secondi.

Il kit include una bombola aerosol da 80 ml, 16 applicatori da 2 mm e 16 applicatori da 5 mm.

Fornito con scatola e manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL.

Disponibile su internet: GR, PT, TH, Arabo.