

## **HISTOFREEZER - 2 flaconi 80 ml + 60 applicatori 2mm 1 kit**



### **HISTOFREEZER - 2 flaconi 80 ml + 60 applicatori 2mm 1 kit**

Il sistema di criochirurgia portatile Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace contro verruche e altre lesioni cutanee benigne. Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo. Adatto per adulti e bambini.

#### **PER USO PROFESSIONALE.**

Clinicamente provato per il trattamento di 9 diverse verruche e lesioni benigne:

- Verruca volgare
- Verruca plantare
- Mollusco contagioso (trasmesso per contatto)
- Lentigo (macchie dell'età)
- Condilomi (verruche genitali)

- Cheratosi seborroica
- Fibroma peduncolato
- Verruca piana
- Cheratosi attinica (facciale e non facciale)

Gli applicatori da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi.

Il kit include due bombolette aerosol da 80 ml e 60 applicatori da 2 mm.

Fornito con scatola e manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL.

Disponibile su internet: GR, PT, TH, Arabo.

Grazie alla facilità di utilizzo e alla precisione applicativa, Histofreezer è ampiamente utilizzato in dermatologia, medicina generale e ambito ambulatoriale.

---

## **VIDEO DIMOSTRATIVO**

---

### **FAQ - Domande e Risposte**

#### **A cosa serve Histofreezer?**

*È utilizzato per il trattamento crioterapico di verruche e lesioni cutanee benigne.*

#### **Il kit include gli applicatori?**

*Sì, contiene 60 applicatori da 2 mm.*

#### **Per quale utilizzo è indicato?**

*È destinato a uso professionale medico e ambulatoriale.*

#### **Come funziona la crioterapia?**

*Il trattamento congela il tessuto interessato tramite applicazione controllata del freddo.*

#### **Il sistema è facile da usare?**

*Sì, è progettato per applicazioni semplici, precise e rapide.*

Histofreezer kit crioterapia professionale con 2 flaconi da 80 ml e 60 applicatori 2 mm.

Ideale per trattamento verruche e lesioni cutanee benigne.