

HISTOFREEZER - 2 flaconi 80 ml + 60 applicatori 2mm 1 kit



Il sistema di criochirurgia portatile Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace contro verruche e altre lesioni cutanee benigne. Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo. Adatto per adulti e bambini.

PER USO PROFESSIONALE.

Clinicamente provato per il trattamento di 9 diverse verruche e lesioni benigne:

- Verruca volgare
- Verruca plantare
- Mollusco contagioso (trasmesso per contatto)
- Lentigo (macchie dell'età)
- Condilomi (verruche genitali)
- Cheratosi seborroica

- Fibroma peduncolato
- Verruca piana
- Cheratosi attinica (facciale e non facciale)

Gli applicatori da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi.

Il kit include due bombolette aerosol da 80 ml e 60 applicatori da 2 mm.

Fornito con scatola e manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL.

Disponibile su internet: GR, PT, TH, Arabo.