

CAVO BIPOLARE EU PER MB 240-380



Cavi bipolari in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabili 20 volte a 134°C. Lunghezza: 3 metri. Adatti alla maggior parte di elettrobisturi con connettore per pinze europee.

- Connettore alle pinze: EU
- Connettore all'elettrobisturi per le marche e modelli indicati:
 - GIMA MB 240
 - GIMA MB 380
 - VALLEY LAB
 - CONMED
 - CODMAN
 - OLYMPUS