

## **TERMOCAUTERE 1.200°C - punta fine conf. 10 pz.**



TERMOCAUTERE 1.200°C - punta fine - conf. da 10

Dispositivo bipolare a batteria, sterile, per la cauterizzazione di piccoli vasi.

Dotata di punta fine, richiesta nella maggior parte degli interventi chirurgici.

Batteria interna a lunga durata (60 min.)

Lunghezza 18 cm.

Made in Italy.

Applicazioni:

Chirurgia cardiovascolare, toracica

Proctologia

Ginecologia

Neurochirurgia

Ortopedia

Urologia

Ostetricia

Otolaringologia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Oftalmologia

Dermatologia

Chirurgia odontoiatrica

HTC (Termocautere ad Alta Temperatura)

Forma punta: Fine

Lunghezza punta: 28mm

Temperatura °C/°F: 1200/2200

Peso: 65g