

TERMOCAUTERE 1.200°C - asta lunga - punta fine conf. 10 pz.



TERMOCAUTERE STELO LUNGO - 1.200°C - punta fine - conf. da 10

Dispositivo bipolare a batteria, sterile, per la cauterizzazione di piccoli vasi.

con punta montata su uno stelo lungo 12 cm.

Cauterizzazione precisa anche nei punti di difficile accesso.

Batteria interna a lunga durata (60 min.)

Stelo lungo 12 cm

Made in Italy.

Applicazioni:

Proctologia

Chirurgia generale

Chirurgia ginecologica

Neurochirurgia

Otolaringologia

HTC (Termocautere ad Alta Temperatura)

Forma punta: Fine

Lunghezza punta: 125mm

Temperatura °C/°F: 1200/2200

Peso: 78g