

TERMOCAUTERE PER EMERGENZA 800°C - punta spessa conf. 10 pz.



TERMOCAUTERE EMERGENZA - 800°C - punta spessa - conf. da 10

Dispositivo bipolare a batteria, sterile, per la cauterizzazione di piccoli vasi.

Dotata di punta spessa per la perforazione delle unghie in caso di ematoma.

Batteria interna a lunga durata (60 min.)

Lunghezza 18 cm.

Made in Italy.

Applicazioni:

Pronto soccorso

MTC (Termocautere a media temp.)

Forma punta: Spessa

Lunghezza punta: 28mm

Temperatura °C/°F: 800/1400

Peso: 65g