

## **TERMOCAUTERE 600°C - punta fine conf. 10 pz.**



TERMOCAUTERE 600 °C - punta fine - conf. da 10

Dispositivo bipolare a batteria, sterile, per la cauterizzazione di piccoli vasi.

Dotata di punta fine, ma con temperatura inferiore (600°C).

Appositamente studiato per oftalmologia.

Batteria interna a lunga durata (60 min.)

Lunghezza 18 cm.

Made in Italy.

Applicazioni:

Oftalmologia

LTC (Termocautere a bassa temp.)

Forma punta: Fine

Lunghezza punta: 28mm

Temperatura °C/°F: 600/1100

Peso: 45g