

GEL ULTRASUONI TRASPARENTE - tanica 5 litri conf. 2 pz.



GEL GIMA PER ULTRASUONI

- Gel ultrasuoni
- tanica 5 l
- trasparente
- conf. da 2 (Include 2 bottiglie vuote da 250 ml)

Ipoallergenico, solubile in acqua, adatto per ecografie, doppler e defibrillatori.

Assicura la propagazione corretta e continua delle onde ultrasonore allo schermo dell'apparecchio.

Privo di sale, formaldeide e fragranze.