

## **Pompetta Dosatore per Taniche e Sacche da 5 Litri**



### **Pompetta Dosatore per Taniche e Sacche da 5 Litri**

La pompetta dosatore per taniche e sacche da 5 litri è un accessorio pratico progettato per facilitare l'erogazione controllata di liquidi contenuti in grandi contenitori. Ideale per detersivi, gel disinfettanti, saponi liquidi o soluzioni igienizzanti, consente di dosare il prodotto in modo semplice, igienico e senza sprechi.

Grazie al sistema a pressione manuale, la pompetta permette di prelevare la quantità desiderata di liquido con un semplice gesto, evitando il versamento diretto dalla tanica che potrebbe causare fuoriuscite o contaminazioni. Questo la rende particolarmente utile in ambienti sanitari, ambulatori, studi medici, laboratori, aziende e strutture pubbliche, dove è necessario gestire prodotti liquidi in modo pratico e sicuro.

La struttura è progettata per essere compatibile con taniche e sacche da 5 litri, garantendo un montaggio rapido e stabile. Il design semplice e resistente permette un utilizzo frequente e duraturo, facilitando le operazioni quotidiane di erogazione dei prodotti.

La pompetta rappresenta quindi una soluzione funzionale per migliorare la gestione dei contenitori di grande formato, rendendo l'utilizzo dei prodotti più pratico, igienico e controllato.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Per quali contenitori è adatta questa pompetta?**

*È progettata per taniche e sacche da 5 litri.*

### **A cosa serve la pompetta dosatore?**

*Serve per erogare liquidi in modo controllato e igienico senza versarli direttamente dal contenitore.*

### **È facile da installare sulla tanica?**

*Sì, si monta facilmente sul tappo del contenitore compatibile.*

### **Può essere utilizzata con detergenti e disinfettanti?**

*Sì, è adatta per gel, detergenti liquidi e soluzioni disinfettanti.*

### **È adatta per uso professionale?**

*Sì, è ideale per strutture sanitarie, uffici, aziende e ambienti professionali.*

### **La pompetta permette di evitare sprechi di prodotto?**

*Sì, il sistema a pressione consente di dosare la quantità necessaria di liquido.*

Pompette dosatore per taniche e sacche da 5 litri.

Accessorio pratico per erogare detergenti, gel e disinfettanti in modo igienico e controllato.