

SET DI BANDE TONIFICANTI IN LATTICE set di 4 pz.



SET DI 4 ELASTICI

Elastici piatti in lattice adatti sia alla parte superiore che inferiore delle gambe.

Utili per esercitare i muscoli di fianchi e gambe.

Il set è composto da 4 elastici, ognuno di un colore diverso a seconda del livello:

Elastico 18 mm x 58 cm x 1,4 mm (X-Light - giallo)

Elastico 24 mm x 58 cm x 1,4 mm (Medium - rosso)

Elastico 24 mm x 58 cm x 1,6 mm (Heavy - verde)

Elastico 30 mm x 58 cm x 1,6 mm (X-Heavy - blu)