

TUBO LATEX CON MANIGLIE 125 cm x 1,5 mm - X-soft - giallo



Tubo in lattice a resistenza elastica con con 2 maniglie agganciate rivestite di materiale espanso durevole per una migliore presa. 5 colori diversi a seconda del livello.

- Forza: giallo (X-Light)
- Lunghezza: 125 cm

I tubi elastici rappresentano uno strumento economico e pratico per esercitare efficacemente i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo.

Proprietà elastiche per effettuare esercizi di resistenza e di rafforzamento.