

## **TUBO LATEX CON MANIGLIE 125 cm x 2,5 mm - medio - rosso**



Tubo in lattice a resistenza elastica con con 2 maniglie agganciate rivestite di materiale espanso durevole per una migliore presa. 5 colori diversi a seconda del livello.

- Forza: rosso (Medium)
- Lunghezza: 125 cm

I tubi elastici rappresentano uno strumento economico e pratico per esercitare efficacemente i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo.

Proprietà elastiche per effettuare esercizi di resistenza e di rafforzamento.