

## **TUBO LATEX CON MANIGLIE 125 cm x 3,5 mm - X-resistente - nero**



Tubo in lattice a resistenza elastica con con 2 maniglie agganciate rivestite di materiale espanso durevole per una migliore presa. 5 colori diversi a seconda del livello.

- Forza: nero (X-Heavy)
- Lunghezza: 125 cm

I tubi elastici rappresentano uno strumento economico e pratico per esercitare efficacemente i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo.

Proprietà elastiche per effettuare esercizi di resistenza e di rafforzamento.