

MATASSA TUBO LATEX 25 m x 3,5 mm - X-resistente - nero



Tubo in lattice a resistenza elastica.

- Spessore: 3,5 mm
- Forza: nero (X-Heavy)
- Lunghezza: 25 m

I tubi elastici rappresentano uno strumento economico e pratico per esercitare efficacemente i muscoli della parte superiore e inferiore del corpo.

Proprietà elastiche per effettuare esercizi di resistenza e di rafforzamento.

5 colori diversi a seconda del livello.