


CAVO PER PLACCHE (30490-30495) - Tipo Valleylab - 5 m



CAVI PER COLLEGARE LE PLACCHE ALLE UNITÀ ELETTROCHIRURGICHE

- CAVO PER PLACCHE TIPO VALLEYLAB - 5 m - Connettore universale Valleylab

I cavi bipolari universali sono forniti con un morsetto bipolare per il collegamento a placche monouso con una linguetta (dimensioni 22-25 mm).

Vari connettori rendono i cavi compatibili con numerosi dispositivi elettrochirurgici.

Durante l'operazione, il cavo può essere fissato al telo chirurgico mediante un morsetto scorrevole di metallo.

Senza lattice.

Confezionati singolarmente in sacchetti sigillati di polietilene.

Dispositivi Medici di Classe I in conformità a 93/42/CEE.

UNITÀ ELETTROCHIRURGICHE COMPATIBILI:

- Aspenlabs: Excalibur

- Valleylab: dispositivi tipo REM
- Bowa
- Conmed
- Erbe ICC International
- Erbe ACC International
- Erbe VIO International