

CAVO PER PLACCHE (30490-30495) - connettore 6,3 mm - 5 m



CAVI PER COLLEGARE LE PLACCHE ALLE UNITÀ ELETTROCHIRURGICHE

- CAVO PER PLACCHE - 5 m - Presa jack mono universale 6,3 m

I cavi bipolari universali sono forniti con un morsetto bipolare per il collegamento a placche monouso con una linguetta (dimensioni 22-25 mm).

Vari connettori rendono i cavi compatibili con numerosi dispositivi elettrochirurgici.

Durante l'operazione, il cavo può essere fissato al telo chirurgico mediante un morsetto scorrevole di metallo.

Senza lattice.

Confezionati singolarmente in sacchetti sigillati di polietilene.

Dispositivi Medici di Classe I in conformità a 93/42/CEE.

UNITÀ ELETTROCHIRURGICHE COMPATIBILI:

- Aesculap: TM,TM401

- Alexandra: D205,E300,500D,102/201, 2020/E, 202, MICRO180
- ALSA: Tutte MF100,MF360/A360,380100,180
- Berchtold: Elektrotom 200,390,400,540
- Birtcher: 772,773,737,737XL,774
- Bovie: Bovie CSV,URO,BS,400/400,400SR,X10,X10L
- Burdick: U-7,SU-8
- Cameron-Miller: 26-1290
- Cobe: TS-403
- Concept: 9600,9700,9800,9900
- Dolley: COBII 203T, 502,503T,505T
- Ems Davol: System 2000,5000
- Faset: Serie COBI
- Gima: tutti i modelli
- GPS : tutti i modelli
- I Cuatro: Megeri1
- Lamidey Serie Subtilec: Tutte
- Lamidey Serie Surgilec: Tutte
- Led: tutti i modelli
- Martin: tutti i modelli
- Neomed: Serie 3000, 3000A, 3002,3006; 3010, 3020
- Philips: TS-403
- Ritter/Mdt: Solide State 400,400B, 400SR

- Sidevan: Seb2
- Soxil: BP 2000,X10
- Thackray: T300S
- Torry: Lem 300 CST