

CASCHETTO LED HEINE ML4 - J.008.31.413



LAMPADA FRONTALE HEINE ML4 LEDHQ TRASFORMATORE PLUG-IN- J.008.31.413

- LED in HQ; intensità, luminosità, omogeneità e resa colore ottimali (4.500 k, CRI >90, R9 >75), che assicurano un colore realistico dei tessuti per una diagnosi accurata
- illuminazione coassiale: assicura un'immagine esente da ombre e un'illuminazione eccellente delle zone difficili da vedere
- batteria al litio: fino a 8,5 ore di funzionamento ininterrotto
- gestione termica LED: garantisce qualità e prestazioni costanti per tutta la vita del LED (50.000 ore)
- dimensione del punto di illuminazione regolabile: dimensione dello spot da 30 a 80 mm (a 420 mm di distanza di lavoro)
- compatta e leggera: punti di regolazione multipli, imbottitura morbida per il comfort e la stabilità anche durante le procedure lunghe
- controllo intensità luminosa: regolazione precisa della luminosità

Made in Germany.

Alimentazione: pacco batteria ricaricabile mPack® con batteria Li-ion e trasformatore

Illuminazione: 90.000 lux a una distanza di lavoro di 180 mm

Durata LED: 50.000 ore

Spot luminoso: diametro campo illuminato da 30 mm a 80 mm (a 420 mm)

Temperatura colore: 5.500°K