

## **CASCHETTO CHIRURGICO LED 50KL GIMA**



### **CASCHETTO CHIRURGICO LED 40 KL GIMA**

Caschetto portatile di ultima generazione che offre prestazioni di alta qualità.

Caratteristiche:

- dimensione del punto luminoso regolabile attraverso mini reticolo interno
- illuminazione precisa generata da più lenti ottiche
- design compatto senza fili

Fornito con batteria e caricabatteria.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

Cuscino igienico e confortevole in pelle.

Altezza regolabile della fascia per la testa.

Larghezza regolabile della fascia per la testa.

Interruttore on/off, controllo della luminosità e LED di stato della batteria sul vano batteria.

Fonte di illuminazione: LED 5W

Intensità luminosa: 10 - 40.000 lux

Temperatura di colore: 6.000K

Spot luminoso: Max 70 mm, Min 50 mm a 32 cm

Vita utile lampada: 50.000 ore

Alimentazione: batteria al litio 3,7V

Durata della batteria: 5 - 12 ore

Tempo di ricarica batteria: 3,6 ore

Tensione di ingresso: 100-240VCA

Peso: 200 g