

DERMATOSCOPIO LED HEINE MINI 3000 con astuccio morbido, piastrina di contatto con scala D-888.78.021



DERMATOSCOPIO A LED HEINE MINI 3000 10X - D-888.78.021 con astuccio morbido, piastrina di contatto con scala

Dermatoscopio tascabile con un design compatto e un'ottica di qualità, ingrandimento 10X con regolazione della messa a fuoco, testina in metallo.

Illuminazione a led omogenea e chiara di grande efficacia e un'eccellente resa dei colori (>95).

Temperatura di colore 4.000 K.

Luce due volte più chiara rispetto ai dermatoscopi xenon alogeni.

Funzione "fade-out": riduce lentamente l'intensità luminosa con il livello della batteria per indicare quando sostituirla.

Funzionamento fino a 10 ore.

Lampadine alogene xenon. Luce chiara concentrata per un'illuminazione uniforme e una resa reale dei colori.

Sistema ottico a colore neutro di alta qualità con lenti acromatiche.

Piastrina di contatto standard.

Fornito completo di un compendio dermatoscopico dettagliato.

Funziona con batterie AA o ricaricabili (31693) + caricatore Mini 3000 NT (31692) non incluso.