

DERMATOSCOPIO HEINE MINI 3000



DERMATOSCOPIO XENON-ALOGENO MINI 3000 10X - D-001.78.107

Dermatoscopio tascabile con un design compatto e un'ottica di qualità, ingrandimento 10X con regolazione della messa a fuoco, testina in metallo.

Lampadine alogene xenon. Luce chiara concentrata per un'illuminazione uniforme e una resa reale dei colori.

Sistema ottico a colore neutro di alta qualità con lenti acromatiche.

Piastrina di contatto standard.

Fornito completo di un compendio dermatoscopico dettagliato.

Funziona con batterie AA o ricaricabili (31693) + caricatore Mini 3000 NT (31692) non incluso.