

## DERMATOSCOPIO GIMA POCKET - LED



### DERMATOSCOPIO LED PORTATILE GIMA 10X

Dermatoscopio LED tascabile, moderno, compatto e leggero, con ingrandimento 10X per la valutazione delle lesioni cutanee.

Il sistema ottico di precisione 10X con lenti acromatiche fornisce immagini nitide prive di distorsioni.

La piastra graduata di contatto con la pelle, per misurare le lesioni cutanee pigmentate, offre diagnosi accurate.

Gamma focale:  $\pm 5D$ .

Lunghezza focale: 25 mm.

Alimentata con due batterie alcaline AA 1,5V o con batteria ricaricabile (entrambe non incluse).

Fornito in astuccio rigido con piastra di contatto e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT