

DERMATOSCOPIO GIMA 2000 - 10 ingrandimenti



Microscopio superficiale dotato di luce alogena, per osservare il vero colore dei tessuti e ingrandire fino a 10 volte per un'osservazione perfetta dei dettagli ed un'accurata diagnosi delle lesioni della pelle.

Fornito in astuccio nylon, con piastra di contatto di ricambio autoclavabile con scala 0-10 mm. Latex free.

Fornito con 2 piastre di contatto autoclavabili (una millimetrata) Ø 2,5 cm

Finitura satinata

Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, SE, HU, RO)

Alimentazione: 2 batterie "C" o batteria ricaricabile (34467) + caricatore (31542)

Piastrina di contatto reticolata

Facile regolazione del fuoco