

TONOMETRO DI SCHIOTZ - scala diritta



TONOMETRO SCHIÖTZ - scala dritta

Strumento per la misurazione della pressione dell'occhio.

Tutte le parti importanti sono in acciaio inox, inserita pietra d'agata.

Completo di 3 pesi (5, 5-7, 5-10 g).

Scala diritta specifica 5.

Confezionato in astuccio nero con inserti di velluto.

Lettura perfetta della scala con il puntatore rosso.

Made in Germany.

Tonometro di Schiötz a scala diritta è uno strumento diagnostico utilizzato in oftalmologia per la misurazione della pressione intraoculare. Grazie alla sua affidabilità e precisione, rappresenta una soluzione professionale per studi oculistici, ambulatori specialistici e strutture sanitarie dedicate alla diagnosi e al monitoraggio delle patologie oculari.

Lo strumento è realizzato con componenti principali in acciaio inox e presenta inserto in pietra d'agata, elemento che contribuisce a garantire precisione nella misurazione e durata nel tempo. Il tonometro viene fornito completo di 3 pesi da 5,5 g, 7,5 g e 10 g per consentire differenti livelli di misurazione in base alle esigenze cliniche.

La scala diritta specifica facilita la lettura dei valori grazie al pratico puntatore rosso, assicurando una visualizzazione chiara e immediata durante l'esame oftalmologico. Il dispositivo è confezionato in un pratico astuccio nero con interno in velluto che protegge lo strumento durante il trasporto e la conservazione.

Prodotto realizzato in Germania, sinonimo di qualità costruttiva e precisione professionale.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il Tonometro di Schiotz?

Serve per misurare la pressione intraoculare durante gli esami oftalmologici.

Quanti pesi sono inclusi?

Il dispositivo include 3 pesi: 5,5 g, 7,5 g e 10 g.

Il tonometro è realizzato in acciaio inox?

Sì, le principali componenti sono in acciaio inox.

La scala è facile da leggere?

Sì, la scala diritta con puntatore rosso facilita la lettura dei valori.

È fornito con custodia?

Sì, viene fornito in un astuccio nero con interno in velluto.

Tonometro di Schiotz scala diritta per misurazione pressione intraoculare.

Strumento oftalmologico professionale con 3 pesi e custodia inclusa.