

MONOFILAMENTO 2 - VALUTATORE DI SENSIBILITÀ



MONOFILAMENTO - valutatore di sensibilità

Monofilamento retraibile in plastica con 3 monofilamenti di ricambio. Valuta sia la diminuzione che il ritorno di sensibilità (touch test). Consente di esaminare il livello di funzione sensoriale e cambiamenti dello stato neurologico. Calibrato a 10 g. Dimensioni: 13x2,5 cm + 4 cm monofilamento.

Strumento diagnostico per rilevare la neuropatia diabetica

Fornito in astuccio con manuale d'uso multilingue e 3 monofilamenti di ricambio