

LUCI DI WORTH - con occhiali rossi/verdi



LUCI DI WORTH A LED - con occhialino verde/rosso

Il test delle 4 luci di Worth è un test clinico per determinare la soppressione da entrambi gli occhi. La soppressione si verifica durante la visione binoculare, quando il cervello non trasmette le informazioni ricevute da entrambi gli occhi. Questo è un comunissimo meccanismo di adattamento allo strabismo, all'ambliopia e all'aniseiconia.

Batteria non inclusa, occhiali inclusi.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.