

## **SPECULUM AURICOLARI Riutilizzabili diametro 2,5 mm per 31300 conf. 25 pz.**



SPECULUM RIUTILIZZABILE Ø 2,5 mm - conf. da 25 pz.

---

Gli speculum auricolari riutilizzabili da 2,5 mm sono accessori progettati per l'utilizzo con otoscopi compatibili, ideali per l'esame del condotto uditivo esterno in ambito medico e diagnostico. Sono indicati per studi medici, ambulatori, cliniche e strutture sanitarie che eseguono controlli otoscopici di routine.

Realizzati con materiali resistenti e durevoli, questi speculum garantiscono una buona visibilità durante l'esame dell'orecchio e permettono una corretta introduzione nell'otoscopio. Il diametro di 2,5 mm li rende particolarmente adatti per l'esame del condotto uditivo, consentendo una valutazione precisa delle strutture auricolari.

Essendo riutilizzabili, possono essere sterilizzati e utilizzati più volte, contribuendo a una gestione efficiente degli strumenti medici in ambito professionale. Sono progettati per essere compatibili con il modello 31300, assicurando un perfetto adattamento allo

strumento.

La confezione include 25 speculum auricolari, ideali per l'utilizzo quotidiano in ambulatorio.

### **Caratteristiche principali**

- Tipologia: speculum auricolari riutilizzabili
  - Diametro: 2,5 mm
  - Compatibili con otoscopio modello 31300
  - Struttura resistente e durevole
  - Adatti per esami otoscopici professionali
  - Sterilizzabili e riutilizzabili
  - Confezione: 25 pezzi
- 

### **FAQ - Domande frequenti**

#### **A cosa servono gli speculum auricolari?**

Sono utilizzati con l'otoscopio per osservare il condotto uditivo e il timpano durante gli esami auricolari.

#### **Sono monouso o riutilizzabili?**

Questi speculum sono riutilizzabili e possono essere sterilizzati.

#### **Qual è il diametro dello speculum?**

Il diametro è 2,5 mm, adatto per esami auricolari precisi.

#### **Con quali strumenti sono compatibili?**

Sono progettati per essere utilizzati con otoscopi compatibili con il modello 31300.

#### **Quanti pezzi sono inclusi nella confezione?**

La confezione contiene 25 speculum auricolari.

Speculum auricolari riutilizzabili diametro 2,5 mm compatibili con otoscopio 31300. Accessori per esami otoscopici professionali. Confezione da 25 pezzi.