

OTOSCOPIO MULTIFUNZIONE 4 in 1 - manuale in 24 lingue



OTOSCOPIO MULTIFUNZIONALE 4 IN 1 - orecchie, naso, gola, bocca

Otoscopio palmare 4 in 1 dotato di luce e telecamera per l'ispezione di orecchie, naso, gola e bocca.

È possibile catturare immagini e video ad alta risoluzione per migliorare l'analisi dei risultati e facilitarne la condivisione.

La connettività wireless consente di visualizzare e condividere in tempo reale gli esami, tramite la App Deepview Otoscope.

La luce LED integrata fornisce un'illuminazione sufficiente per garantire una visione chiara.

Il dispositivo è adatto per bambini di età superiore a 1 anno e per adulti.

- telecamera HD 0,3 MP
- lenti ultrasottili di 4,0 mm
- giroscopio a 3 assi

- vista a 360°

- lenti impermeabili

Fornito con 2 speculum nasali in silicone, 2 speculum auricolari in silicone, 1 abbassalingua, cavo di ricarica e manuale operativo in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo.

Frequenza di esercizio: 2,4 GHz

Frequenza trasmissione immagini: 30 fps

LED: luci fredde a 6 LED

Diametro telecamera: 4,0 mm

Lunghezza focale ottimale: 18 mm $\pm$ 5 mm

Pixel: 0,3 M

Potenza d'ingresso: CC 5V 1A

Alimentazione: batteria al litio 800 mAh

Autonomia batteria: 4 ore

Dimensioni - peso: 23x57x155 mm - 60 g

Protezione: alimentazione interna, tipo BF. IP22