

OTOSCOPIO PARKER COLOUR - giallo



OTOSCOPIO PARKER COLOUR - giallo

Sistema di chiusura: Baionetta

Speculum: Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 mm

- strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili
- indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola
- lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca)
- lente di qualità a 3 ingrandimenti
- disponibili modelli con attacco a baionetta o a vite
- ideali per il test della membrana timpanica e per rinoscopia
- forniti con 3 speculum autoclavabili e borsetta con cerniera in colore coordinato, tutti privi di lattice
- funzionano con due batterie tipo C (non incluse).

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, Arabo.