

OTOSCOPIO PARKER VETERINARIA - nero



OTOSCOPIO PARKER VETERINARIA - nero_

-

Sistema di chiusura: Vite_

-

Speculum: Ø 4 - 5 - 7 mm_

-

-

-

- strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili_

-

- indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola_

-

- lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca)_

-

- lente di qualità a 3 ingrandimenti_

-

- disponibili modelli con attacco a baionetta o a vite_

-

- ideali per il test della membrana timpanica e per rinoscopia_

—

- forniti con 3 speculum autoclavabili e borsetta con cerniera in colore coordinato, tutti privi di lattice_

—

- funzionano con due batterie tipo C (non incluse). _

—

—

—

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, Arabo.