

SET 3 SPECULUM VETERINARIA conf. 3 pz.



SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI - LATEX FREE_

-
-
-

Kit di 3 speculum veterinari autoclavabili Ø 4, 5, 7 mm_

-
-
-

Utilizzabile con i codici GIMA: 31442_

-
-
-

- Prodotti in materiale termoplastico resiliente_

-
-
-

- Superficie liscia e opaca per una facile pulizia_

-

- Aggancio metallico a baionetta_

-

- Autoclavabili a 134°C