

KIT 3 CANNULE METALLICHE + 2 SPECULUM MET. conf. 5 pz.



SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI - LATEX FREE_

—
—
—

Kit di 3 cannule veterinarie metalliche (Ø 4, 5, 6 mm) + 2 speculum metallici aperti (Ø 7,5 ad 9,4 mm)_

—
—
—

Utilizzabile con i codici GIMA: 31422, 31424, 31425_

—
—
—

2 modelli finestrati con 60 mm di apertura e bordi arrotondati, inserimento anti-trauma._

—

Superficie interna opaca per ridurre il rischio di riflesso. Per uso con otoscopi aperti veterinari.