

## GRANDE RIUNITO PARKER LARGE - nero



### SET PARKER GRANDE CON OFTALMO

Viene fornito in un leggero e robusto astuccio in nylon contenente: l'otoscopio Parker 2,5 V, con manico ricaricabile, 3 speculum auricolari autoclavabili ( $\varnothing$  2,5, 3,5 e 4,5 mm), 2 specchietti laringei (misura 3 e 4), lampada gola con braccio ricurvo, abbassalingua, speculum nasale regolabile, con l'aggiunta di una testina oftalmoscopio, di un supporto per abbassalingua monouso e 1 tubo di 14 speculum auricolari monouso (7x  $\varnothing$  2,5, 7x  $\varnothing$  4 mm).