

## **OTOSCOPIO PARKER ALOGENO OPERATIVI**



Modello nero con lampadina alogena 2,5 V e attacco a baionetta e testa operativa.

- strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili
- indispensabili per l'esame di naso, orecchie e gola
- lampadina 2,5 V tedesca, regolabile (produzione tedesca)
- lente di qualità a 3 ingrandimenti
- ideali per il test della membrana timpanica e per rinoscopia

Fornito con 3 speculum autoclavabili e astuccio in similpelle. 2 batterie C (non incluse) o batteria ricaricabile.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, Arabo.