

SET OTO-OFTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER - NERO



SET OTO-OFTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER

Set diagnostico comprendente un manico, una testa otoscopio alogena e una testa oftalmoscopio alogena, confezionati in una valigetta di plastica.

Il set oto-oftalmoscopio Parker alogeno è uno strumento diagnostico professionale progettato per l'esame dell'orecchio e del fondo oculare. Ideale per medici di base, pediatri, ambulatori e strutture sanitarie, consente di effettuare controlli accurati e rapidi grazie alla qualità dell'illuminazione alogena.

Il kit comprende un manico ergonomico, una testa otoscopica alogena e una testa oftalmoscopica alogena, offrendo una soluzione completa per le principali valutazioni diagnostiche in ambito ORL e oftalmologico. La tecnologia a lampada alogena garantisce una luce chiara e uniforme, migliorando la visibilità delle strutture anatomiche durante l'esame.

L'otoscopio consente di esaminare il condotto uditivo e la membrana timpanica con precisione, risultando utile per individuare infezioni, infiammazioni o altre anomalie dell'orecchio. L'oftalmoscopio, invece, permette l'osservazione del fondo oculare, facilitando il controllo della retina e delle strutture interne dell'occhio.

Il set è fornito in una pratica valigetta rigida in plastica, che protegge gli strumenti e consente di trasportarli facilmente tra diversi ambienti di lavoro. Compatto e affidabile, rappresenta una soluzione ideale per la diagnostica quotidiana in ambito medico.

FAQ - Domande e Risposte

Cosa include il set oto-oftalmoscopio Parker?

Il kit comprende un manico, una testa otoscopica alogena e una testa oftalmoscopica alogena.

A cosa serve l'otoscopio?

L'otoscopio viene utilizzato per esaminare il condotto uditivo e la membrana timpanica.

A cosa serve l'oftalmoscopio?

L'oftalmoscopio consente di osservare il fondo oculare e la retina.

Che tipo di illuminazione utilizza?

Il dispositivo utilizza lampade alogene che garantiscono una luce chiara e uniforme.

Il set è facile da trasportare?

Sì, viene fornito con una valigetta rigida in plastica per il trasporto e la protezione degli strumenti.

È adatto per uso professionale?

Sì, è progettato per l'utilizzo in ambulatori, studi medici e strutture sanitarie.

Set oto-oftalmoscopio Parker alogeno con manico, testa otoscopio e oftalmoscopio.

Kit diagnostico professionale per esami ORL e oftalmologici.