

SET DIAGNOSTICO OPERATIVO XENON-AL.-3,5 V



SET DIAGNOSTICO OPERATIVO "XENON-ALOGENO" - 3,5 V

Forniti in un astuccio rigido contenente: un manico ricaricabile, una testa otoscopio operativa, una testa oftalmoscopio, 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm, 2 specchi laringei (misura 3 e 4), speculum nasale regolabile, spatula abbassalingua e lampada a gomito. Da usare con 31541 + 31542.