

OTOSCOPIO F.O. SIGMA - 2,5V - xenon/alogeno - in borsetta morbida - blu



- OTOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard
- Blu
- Xenon-Alogeno
- Imballaggio: bustina

Fornito con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm)

Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia.
Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

Fornito di lente di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita
per test pneumatico della membrana timpanica.

Connettore pneumatico (cod. 31532) e pompetta per insufflazione (cod. 31500) possono
essere ordinati separatamente.