

OTOSCOPIO F.O. SIGMA - 2,5V - xenon/alogeno - in astuccio rigido



- OTOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard
- Nero
- Xenon-Alogeno
- Imballaggio: astuccio rigido

Fornito con 14 speculum monouso (7 con Ø 2,5 mm, 7 con Ø 4 mm)

Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

Fornito di lente di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica.

Connettore pneumatico (cod. 31532) e pompetta per insufflazione (cod. 31500) possono essere ordinati separatamente.