

## OFTALMOSCOPIO F.O. SIGMA - 2,5V - LED



- OFTALMOSCOPIO A F.O. 2,5V SIGMA - impugnatura standard
- Nero
- LED
- Imballaggio: astuccio

Strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Leggeri e affidabili in plastica rinforzata resistente.

La durata della batteria con lampadina a LED è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale.

Fornito di lente di ingrandimento 3X mobile per immagini nitide e senza riflessi ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica.

### CARATTERISTICHE LED

- temperatura colore: 5.000 °K
- IRC > 80

- definizioni colori reali
- 85,000 LUX
- durata stimata lampadina 50,000 ore