

OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5V



OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

Testina oftalmoscopio F.O, manico batteria con attacco a baionetta, lampadina di ricambio, in una valigia rigida.

Set diagnostici professionali caratterizzati da sistemi di illuminazione xenon a fibra ottica da 3,5 V e dotati di reostati per la regolazione dell'intensità della luce.

In robusta plastica, con sistema di blocco semplice e durevole.

Forniti in valigetta deluxe, necessitano di una base di ricarica (31542) e di una batteria Li-ion ricaricabile (31541).

Oftalmoscopio xenon

- 6 aperture selezionabili per:

- Apertura micospot

- Apertura piccola

- Apertura grande

- Stellina di fissazione
- Fessura
- Filtro verde
- Luce molto brillante allo xenon
- Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo
- Reostato