

OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5V



SET OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

Testina otoscopio F.O., testina oftalmoscopio F.O., 2 manici batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadina di ricambio per otoscopio, adatta anche per illuminatore nasale, e lampadina per oftalmoscopio, in una valigia rigida.

Set diagnostici professionali caratterizzati da sistemi di illuminazione xenon a fibra ottica da 3,5 V e dotati di reostati per la regolazione dell'intensità della luce.

In robusta plastica, con sistema di blocco semplice e durevole.

Forniti in valigetta deluxe, necessitano di una base di ricarica (31542) e di una batteria Li-ion ricaricabile (31541).

Otoscopio xenon

- Lente orientabile con ingrandimento 3X per un'immagine chiara e senza riflessi
- Illuminazione a f.o distale con luce LED molto brillante
- Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo

- Reostato

Oftalmoscopio xenon

- 6 aperture selezionabili per:
 - Apertura micospot
 - Apertura piccola
 - Apertura grande
 - Stellina di fissazione
 - Fessura
 - Filtro verde
- Luce molto brillante allo xenon
- Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo
- Reostato